


# 影像双屏浏览设置


开启双屏显示具有浏览器相应权限，Chrome 和 Edge 浏览器的设置如下：

## 1、Chrome 浏览器设置


点击地址栏左侧按钮，如图所示




点击网站设置，如图所示。



进入网站设置页面，向下滚动页面找到窗口管理，点击右侧下拉框并选择：允许，如图所示。




返回网站，点击**重新加载**，页面刷新后再次点击阅片按钮即可进行双屏阅片。




## 2、Microsoft Edge 浏览器

点击地址栏左侧按钮，如图所示。



点击此网站的权限，如图所示。



进入网站权限设置页面，向下滚动页面找到**窗口管理**，点击右侧下拉框并选择：**允许**，如图所示。



返回网站，点击**刷新**，页面刷新后再次点击阅片按钮即可进行双屏阅片，如下图所示。

